



平板生培地

生培地の保存について

2～8℃に冷蔵して下さい。
 ドライアイス等ガスの発生原因となるものと一緒に保存しないで下さい。
 2℃を下回る低温での保存は凍結や変色の原因となります。
 保管時の製品の位置は必ず縦置きして下さい。培地の傾斜や脱落の原因となります。

カタログ番号	品名	規格	包装単位	箱入数	単価	定価
251536	BD BBL™ 標準寒天培地	一般細菌検査用	10枚×2袋	20枚	¥168.00	¥3,360
251550	BD BBL™ デソキシコレート寒天培地	大腸菌群検査用	10枚×2袋	20枚	¥168.00	¥3,360
251751	BD BBL™ 卵黄加マンニット寒天培地	黄色ブドウ球菌検査用	10枚×10袋	100枚	¥252.00	¥25,200
251264	BD BBL™ MYP 寒天培地	セレウス菌検査用	10枚×2袋	20枚	¥189.00	¥3,780
251180	BD BBL™ サブローデキストロース寒天培地	真菌検査用	10枚×2袋	20枚	¥220.50	¥4,410
252111	BD BBL™ スキロー培地	カンピロバクター検査用	10枚×2袋	20枚	¥399.00	¥7,980
251143	BD BBL™ TCBS 寒天培地	ビブリオ検査用	10枚×2袋	20枚	¥367.50	¥7,350
212087	BD BBL™ DHL 寒天培地	腸内細菌検査用	10枚×2袋	20枚	¥147.00	¥2,940
252028	BD BBL™ LP 添加 SCD 寒天培地	殺菌剤効果確認用	10枚×10袋	100枚	¥157.50	¥15,750
251361	BD BBL™ CHROMAGAR™ O157 寒天培地	O157 検査用	10枚×2袋	20枚	¥241.50	¥4,830
251537	BD BBL™ CHROMAGAR™ ECC 寒天培地	大腸菌・大腸菌群検査	10枚×2袋	20枚	¥241.50	¥4,830
252486	BD BBL™ ペアードパーカー寒天培地	黄色ブドウ球菌選択分離	10枚×2袋	20枚	¥160.00	¥3,200
252487	BD BBL™ ペアードパーカー寒天培地	黄色ブドウ球菌選択分離	10枚×10袋	100枚	¥120.00	¥12,000



ロダックプレートスタンプ培地

特長 検査材料表面の微生物汚染の状態を視覚的に確認することができます。
 培地の表面を検査材料に押し付けるだけの簡単な操作。
 使用目的、用途にあわせ、色々な培地を選択することができます。
 培地面積が25cm²と広く、確認が容易です。

カタログ番号	品名	規格	包装単位	箱入数	単価	定価
251506	BD ロダック™ プレート標準寒天培地	一般細菌検査用	10枚×3袋	30枚	¥100.00	¥3,000
251507	BD ロダック™ プレートデソキシコレート寒天培地	大腸菌群検査用	10枚×3袋	30枚	¥100.00	¥3,000
251508	BD ロダック™ プレート卵黄加マンニット食塩寒天培地	黄色ブドウ球菌検査用	10枚×3袋	30枚	¥100.00	¥3,000
251524	BD ロダック™ プレートCP 添加サブロー寒天培地	真菌検査用	10枚×3袋	30枚	¥100.00	¥3,000
251549	BD ロダック™ プレートCP 添加ポテト寒天培地	真菌検査用	10枚×3袋	30枚	¥100.00	¥3,000
251366	BD ロダック™ プレートCHROMAGAR™ ECC 寒天培地	大腸菌・大腸菌群検査	10枚×3袋	30枚	¥178.30	¥5,350
251511	BD ロダック™ プレートSCDLP 寒天培地	一般生菌数測定用	10枚×3袋	30枚	¥120.00	¥3,600
251525	BD ロダック™ プレートSCD 寒天培地	一般生菌数測定用	10枚×3袋	30枚	¥120.00	¥3,600