

希釈液 ペプトン緩衝液 0.1% ペプトン加生理食塩水



- 特長** 03-001:段階希釈水としてご使用いただけます。
 03-002/03-003-01/03-003-02:希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。
 03-004/03-005:希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。(パウチ袋なので廃棄ゴミを削減します)

滅菌 ガンマー線滅菌

組成 リン酸緩衝生理食塩水 ※ペプトン緩衝液、リン酸緩衝液タイプも受注生産致します。お問い合わせ下さい。

品番	品名	キャップ	規格	材質	包装単位	箱入数	単価	定価
03-001	希釈液 S-9	白	9ml	本体PET キャップPE	ボトル	500本	¥40.00	¥20,000
03-002	希釈液 S-45	白	45ml	本体PP キャップPE	ボトル	120本	¥90.00	¥10,800
03-003-01	希釈液 S-90	白	90ml	本体PET キャップPE	ボトル	60本	¥110.00	¥6,600
03-003-02	希釈液 S-90	白	90ml	本体PET キャップPE	ボトル	120本	¥96.00	¥11,520
03-004	希釈液 P-90		90ml	ナイロン PE	パウチ	80袋	¥90.00	¥7,200
03-005	希釈液 P-225		225ml	ナイロン PE	パウチ	30袋	¥200.00	¥6,000

滅菌 濾過滅菌(フィルター 0.2μm)

組成 03-009:ペプトン緩衝液(1000mlあたり)
 ペプトン 10.0g / 塩化ナトリウム 5.0g / リン酸二水素カリウム 1.5g / リン酸水素二ナトリウム(12水和物) 9.0g / 精製水 1000ml / pH 7.0±
 03-010:0.1%ペプトン加生理食塩水(1000mlあたり)
 ペプトン 1.0g / 塩化ナトリウム 8.5g / 精製水 1000ml / pH 7.0±

品番	品名	キャップ	規格	材質	包装単位	箱入数	単価	定価
03-009	ペプトン緩衝液 B225-030	黄	225ml	本体PP キャップPE	ボトル	30本	¥280.00	¥8,400
03-010	0.1%ペプトン加生理食塩水 T225-030	緑	225ml	本体PP キャップPE	ボトル	30本	¥280.00	¥8,400

*表示価格は定価です。ご注文数によっては特価対応可能です。初めてのお客様はお問い合わせ下さい。

*表記の無い数値単位は全てmmです。